

KERN 328-222-410

KERN

Astuccio di plastica per pesiere (Bottone/compact, 1 mg - 5 g)



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Astuccio di plastica

Sistema di misura	
Caso adatto alle classi OIML	E1 - M2
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 mg - 5 g
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design	
Dimensioni (L×P×A)	130×60×22 mm
Materiale	plastica

Imballaggio e spedizione	
Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	130×60×22 mm
Peso netto	0,09 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi	
-------------	--