

KERN 328-222-420

KERN

Étui en plastique pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 mg - 5 g)



Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en plastique

Système de mesure	
Étui adapté aux classes OIML	E1 - M2
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 5 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction	
Dimensions (L×P×H)	136×53×22 mm
Matériau	plastiques

Emballage & expédition	
Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	136×53×22 mm
Poids net	0,09 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Pictogrammes	
--------------	--