

KERN 328-39

KERN

Milligrammgewicht, F1, 500 mg, Draht, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-459
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-459
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-459

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	328

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	500 mg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,0625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0013
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,08 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Bauform Gewicht	Draht
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	15×15×4 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	15×15×4 mm
Nettogewicht	0,0005 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg