

KERN 333-02

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-401

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	333

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	129×86×40 mm
Anzahl Gewichte	20
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	129×86×40 mm
Nettogewicht	0,38 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,38 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-401
--------------------------------------	---------