

# KERN 333-02

**KERN**

Conjunto de pesos, F2, 1 mg - 50 g, Botão, aço inox virado fino (OIML), numa caixa de madeira



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	333

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 50 g
Peso de teste OIML classe	F2

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	129×86×40 mm
Número de pesos	20
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	129×86×40 mm
Peso líquido	0,38 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envio	0,38 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-401
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-401