

KERN 333-024

KERN

Conjunto de pesos, F2, 1 mg - 50 g, Botão, aço inox virado fino (OIML), em caixa plástica



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	333

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 50 g
Peso de teste OIML classe	F2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	250×210×75 mm
Número de pesos	20
Estojo do conjunto de pesos	em caixa plástica
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	250×210×75 mm
Peso líquido	0,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,8 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-401
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-401