

KERN 333-026

KERN

Kit di pesi, F2, 1 mg - 50 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di alluminio



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	333

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 50 g
Peso di calibrazione OIML classe	F2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	165×120×75 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	165×120×75 mm
Peso netto	0,55 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,55 kg
Peso lordo ca.	0,80 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-401
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-401