

# KERN 333-03

# KERN

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui

Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-402

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	333

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	151×91×49 mm
Anzahl Gewichte	21
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	151×91×49 mm
Nettogewicht	0,63 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	0,65 kg
Versandgewicht	0,63 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-402
--------------------------------------	---------