

# KERN 333-03

# KERN

Kit di pesi, F2, 1 mg - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in una cassa di legno



Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-402

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Marchio               | KERN        |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti    | OIML F2     |
| Famiglia di prodotti  | 333         |

## Sistema di misura

|  |              |
|--|--------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 1 mg - 100 g |
| Peso di calibrazione OIML classe       | F2           |

## Design

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Struttura peso           | Pulsante                                    |
| Dimensioni (L×P×A)       | 151×91×49 mm                                |
| Numero di pesi           | 21  |
| Astuccio del set di pesi | in una cassa di legno                       |
| Materiale                | acciaio inossidabile<br>tornito fine (OIML) |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 151×91×49 mm    |
| Peso netto                     | 0,63 kg         |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,65 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 0,65 kg         |
| Peso di spedizione             | 0,63 kg         |

## Servizi

|  |         |
|--|---------|
| Numero di articolo per calibrazione<br>DAkKS | 962-402 |
|--|---------|