

KERN 333-034

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Kunststoff-Etui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-402

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	333

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Anzahl Gewichte	21
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoff-Etui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,6 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-402
--------------------------------------	---------