

KERN 333-034

KERN

Jeu de poids, F2, 1 mg - 100 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un étui en plastique



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	333

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 100 g
Poid de contrôle OIML classe	F2

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	250×210×75 mm
Nombre de poids	21
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	250×210×75 mm
Poids net	0,6 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,60 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,8 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-402
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-402