

# KERN 333-04

**KERN**

Jeu de poids, F2, 1 mg - 200 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans une caisse en bois



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	333

### Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 200 g
Poid de contrôle OIML classe	F2

### Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	160×98×58 mm
Nombre de poids	23
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois
Matériau	inox finement tourné (OIML)

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	160×98×58 mm
Poids net	1,17 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,2 kg
Poids brut env.	1,2 kg
Poids d'expédition	1,17 kg

### Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-403
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-403