

KERN 333-044

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Kunststoff-Etui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-403

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	333

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Anzahl Gewichte	23
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoff-Etui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,94 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Bruttogewicht ca.	0,95 kg
Versandgewicht	0,94 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-403
--------------------------------------	---------