

# KERN 333-044

**KERN**

Jeu de poids, F2, 1 mg - 200 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un étui en plastique



## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Marque                | KERN         |
| Catégorie de produits | Jeu de poids |
| Groupe de produit     | OIML F2      |
| Famille de produits   | 333          |

## Système de mesure

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 mg - 200 g |
| Poid de contrôle OIML classe       | F2           |

## Forme de construction

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Forme poid           | Bouton                      |
| Dimensions (L×P×H)   | 250×210×75 mm               |
| Nombre de poids      | 23                          |
| Étui du jeu de poids | dans un étui en plastique   |
| Matériau             | inox finement tourné (OIML) |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 250×210×75 mm    |
| Poids net                    | 0,94 kg          |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,95 kg          |
| Poids brut env.              | 0,95 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,94 kg          |

## Services

|   |         |
|---|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS      | 962-403 |
| Numéro d'article pour écart positif garanti | 921-403 |