

# KERN 333-05

**KERN**

Jeu de poids, F2, 1 mg - 500 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans une caisse en bois



## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	333

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 500 g
Poid de contrôle OIML classe	F2

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	168×98×78 mm
Nombre de poids	24
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois
Matériau	inox finement tourné (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	168×98×78 mm
Poids net	1,76 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,8 kg
Poids brut env.	1,8 kg
Poids d'expédition	1,76 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-404
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-404