

KERN 333-05

KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg - 500 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|-------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML F2 |
| Productfamilie | 333 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 mg - 500 g |
| Testgewicht OIML klasse | F2 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Afmetingen (B×D×H) | 168×98×78 mm |
| Aantal gewichten | 24 |
| Etui van gewichtenset | in een houten kist |
| Materiaal | roestvrij staal fijn gedraaid (OIML) |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 168×98×78 mm |
| Nettogewicht | 1,76 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,8 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,8 kg |
| Verzendgewicht | 1,76 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 962-404 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-404 |