

KERN 333-054

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Kunststoff-Etui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-404

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	333

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Anzahl Gewichte	24
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoff-Etui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	1,44 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	1,6 kg
Versandgewicht	1,44 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-404
--------------------------------------	---------