

# KERN 333-054

# KERN

Juego de pesas, F2, 1 mg - 500 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de plástico



Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-404

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	333

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 500 g
Peso de control OIML clase	F2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	250×210×75 mm
Número de pesos	24
Estuche de juego de pesas	en un estuche de plástico
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	250×210×75 mm
Peso neto	1,44 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	1,6 kg
Peso de envío	1,44 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-404
---	---------