

# KERN 333-054

**KERN**

Gewichtenset, F2, 1 mg - 500 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in plastic geval



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 500 g
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Aantal gewichten	24
Etui van gewichtenset	in plastic geval
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	1,44 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,44 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-404
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-404