

KERN 333-06

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-405

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	333

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	230×180×112 mm
Anzahl Gewichte	25
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×112 mm
Nettogewicht	4,21 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Versandgewicht	4,21 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-405
--------------------------------------	---------