

KERN 333-06

KERN

Jeu de poids, F2, 1 mg - 1 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans une caisse en bois



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	333

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	F2

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	230×180×112 mm
Nombre de poids	25
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×180×112 mm
Poids net	4,21 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	4,4 kg
Poids brut env.	4,4 kg
Poids d'expédition	4,21 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-405
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-405