

KERN 333-06

KERN

Conjunto de pesos, F2, 1 mg - 1 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML), numa caixa de madeira



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	333

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 1 kg
Peso de teste OIML classe	F2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	230×180×112 mm
Número de pesos	25
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×180×112 mm
Peso líquido	4,21 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	4,4 kg
Peso bruto aprox.	4,4 kg
Peso de envio	4,21 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-405
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-405