

# KERN 333-064

# KERN

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Kunststoff-Etui



Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-405

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	333

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Anzahl Gewichte	25
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoff-Etui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	3,7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,8 kg
Versandgewicht	4 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-405
--------------------------------------	---------