

KERN 333-066

KERN

Jeu de poids, F2, 1 mg - 1 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

| | |
|-----------------------|--------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Jeu de poids |
| Groupe de produit | OIML F2 |
| Famille de produits | 333 |

Système de mesure

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 mg - 1 kg |
| Poid de contrôle OIML classe | F2 |

Forme de construction

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Forme poid | Bouton |
| Dimensions (L×P×H) | 350×320×180 mm |
| Étui du jeu de poids | dans un boîtier en aluminium |
| Matériau | inox finement tourné (OIML) |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 350×320×180 mm |
| Poids net | 2,7 kg |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 2,8 kg |
| Poids brut env. | 3,6 kg |
| Poids d'expédition | 4 kg |

Services

| | |
|---|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 962-405 |
| Numéro d'article pour écart positif garanti | 921-405 |