

KERN 333-066

KERN

Conjunto de pesos, F2, 1 mg - 1 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML), em caixa de alumínio



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	333

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 1 kg
Peso de teste OIML classe	F2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	350×320×180 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	350×320×180 mm
Peso líquido	2,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envio	4 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-405
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-405