

# KERN 333-07

# KERN

Juego de pesas, F2, 1 mg - 2 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de madera



Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-406

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	333

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 2 kg
Peso de control OIML clase	F2

## Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	305×180×140 mm
Número de pesos	27
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	305×180×140 mm
Peso neto	9,01 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	9,01 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-406
---	---------