

# KERN 333-07

# KERN

Kit di pesi, F2, 1 mg - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in una cassa di legno



Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-406

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	333

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 2 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	305×180×140 mm
Numero di pesi	27
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	305×180×140 mm
Peso netto	9,01 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	9,01 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-406
--	---------