

# KERN 333-074

**KERN**

Jeu de poids, F2, 1 mg - 2 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un étui en plastique



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	333

### Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 2 kg
Poid de contrôle OIML classe	F2

### Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Nombre de poids	27
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	inox finement tourné (OIML)

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Poids net	7,69 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	8 kg
Poids brut env.	8 kg
Poids d'expédition	7,69 kg

### Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-406
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-406