

KERN 333-076

KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg - 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 2 kg
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	5,15 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-406
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-406