

# KERN 333-09

# KERN

Juego de pesas, F2, 1 mg - 10 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de madera



Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-408

## Pictogramas

### STANDARD



### Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	333

### Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 10 kg
Peso de control OIML clase	F2

### Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	540×190×245 mm
Número de pesos	29
Estuche de juego de pesas	en un estuche de madera
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

### Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	540×190×245 mm
Peso neto	30,61 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	32 kg
Peso bruto aprox.	34 kg
Peso de envío	32,5 kg

### Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-408
---	---------