

KERN 333-096

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-408

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	333

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	610×260×235 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	610×260×235 mm
Nettogewicht	23,9 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Bruttogewicht ca.	28 kg
Versandgewicht	28 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-408
--	---------