

KERN 333-096

KERN

Kit di pesi, F2, 1 mg - 10 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di alluminio



Pittogrammi

STANDARD



1 DAY

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	333

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 10 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	610×260×235 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	610×260×235 mm
Peso netto	23,9 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	24 kg
Peso lordo ca.	28 kg
Peso di spedizione	28 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-408
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-408