

# KERN 333-096

# KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg - 10 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



## Pictogrammen

### STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

### Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 10 kg
Testgewicht OIML klasse	F2

### Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	610×260×235 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	610×260×235 mm
Nettogewicht	23,9 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Brutogewicht ca.	28 kg
Verzendgewicht	28 kg

### Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-408
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-408