

KERN 334-02

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 g - 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-415

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	334

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	129×86×40 mm
Anzahl Gewichte	8
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	129×86×40 mm
Nettogewicht	0,26 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,26 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-415
--------------------------------------	---------