

KERN 334-024

KERN

Gewichtenset, F2, 1 g - 50 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in plastic geval



Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	334

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 50 g
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Aantal gewichten	8
Etui van gewichtenset	in plastic geval
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-415
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-415