

# KERN 334-026

# KERN

Gewichtssatz, F2, 1 g - 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-415

## Piktogramme

### STANDARD



### Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	334

### Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

### Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	165×120×75 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×120×75 mm
Nettogewicht	0,8 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,80 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

### Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-415
--------------------------------------	---------