

# KERN 334-034

# KERN

Kit di pesi, F2, 1 g - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di plastica



Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-416

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	334

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 100 g
Peso di calibrazione OIML classe	F2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	250×210×75 mm
Numero di pesi	9
Astuccio del set di pesi	in valigetta di plastica
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×210×75 mm
Peso netto	0,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,60 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-416
----------------------------------------------	---------