

KERN 334-036

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 g - 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-416

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	334

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	210×140×98 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	210×140×98 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	0,90 kg
Versandgewicht	0,9 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-416
--------------------------------------	---------