

# KERN 334-036

**KERN**

Jeu de poids, F2, 1 g - 100 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



## Pictogrammes

STANDARD



### Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	334

### Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 100 g
Poid de contrôle OIML classe	F2

### Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	210×140×98 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox finement tourné (OIML)

### Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Poids net	0,9 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,90 kg
Poids brut env.	0,90 kg
Poids d'expédition	0,9 kg

### Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-416
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-416