

# KERN 334-036

# KERN

Kit di pesi, F2, 1 g - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in valigetta di alluminio



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	334

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 100 g
Peso di calibrazione OIML classe	F2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	210×140×98 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	210×140×98 mm
Peso netto	0,9 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,90 kg
Peso lordo ca.	0,90 kg
Peso di spedizione	0,9 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-416
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-416