

KERN 334-04

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui

Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-417

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	334

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	160×98×58 mm
Anzahl Gewichte	11
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	160×98×58 mm
Nettogewicht	1,04 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,04 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-417
--------------------------------------	---------