

# KERN 334-04

**KERN**

Conjunto de pesos, F2, 1 g - 200 g, Botão, aço inox virado fino (OIML), numa caixa de madeira



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	334

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 200 g
Peso de teste OIML classe	F2

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	160×98×58 mm
Número de pesos	11
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	160×98×58 mm
Peso líquido	1,04 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,2 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,04 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-417
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-417