

# KERN 334-046

**KERN**

Jeu de poids, F2, 1 g - 200 g, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



## Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	334

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 200 g
Poid de contrôle OIML classe	F2

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	210×140×98 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox finement tourné (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Poids net	1,1 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,2 kg
Poids brut env.	1,2 kg
Poids d'expédition	1,1 kg

## Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-417
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-417