

KERN 334-046

KERN

Gewichtenset, F2, 1 g - 200 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	334

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 200 g
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	210×140×98 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	210×140×98 mm
Nettogewicht	1,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAKS-kalibratie	962-417
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-417