

KERN 334-05

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui

Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-418

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	334

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	168×98×78 mm
Anzahl Gewichte	12
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	168×98×78 mm
Nettogewicht	1,76 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,8 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg
Versandgewicht	1,76 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-418
--------------------------------------	---------