

KERN 334-054

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Kunststoff-Etui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-418

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|--------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe | OIML F2 |
| Produktfamilie | 334 |

Messsystem

| | |
|------------------------|-------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 g - 500 g |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |

Bauform

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Abmessungen (B×T×H) | 250×210×75 mm |
| Anzahl Gewichte | 12 |
| Etui des Gewichtssatzes | im Kunststoff-Etui |
| Material | Edelstahl feingedreht (OIML) |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 250×210×75 mm |
| Nettogewicht | 1,44 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,6 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,6 kg |
| Versandgewicht | 1,44 kg |

Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-418 |
|--------------------------------------|---------|