

# KERN 334-056

# KERN

Gewichtssatz, F2, 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-418

## Piktogramme

### STANDARD



### Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	334

### Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

### Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	210×140×98 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	210×140×98 mm
Nettogewicht	1,6 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg

### Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkS- Kalibrierung	962-418
---	---------