

KERN 334-056

KERN

Gewichtenset, F2, 1 g - 500 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|-------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML F2 |
| Productfamilie | 334 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 500 g |
| Testgewicht OIML klasse | F2 |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Afmetingen (B×D×H) | 210×140×98 mm |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing |
| Materiaal | roestvrij staal fijn gedraaid (OIML) |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 210×140×98 mm |
| Nettogewicht | 1,6 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,6 kg |
| Brutogewicht ca. | 2,0 kg |
| Verzendgewicht | 2 kg |

Diensten

| | |
|-------------------------------------------------|---------|
| Artikelnummer voor DAkS-kalibratie | 962-418 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-418 |