

KERN 334-06

KERN

Kit di pesi, F2, 1 g - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML), in una cassa di legno

Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-419

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	334

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 1 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	230×180×112 mm
Numero di pesi	13
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×180×112 mm
Peso netto	4,21 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,4 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg
Peso di spedizione	4,21 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-419
--	---------