

KERN 334-06

KERN

Conjunto de pesos, F2, 1 g - 1 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML), numa caixa de madeira

Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Conjunto de pesos |
| Grupo de produto | OIML F2 |
| Família de produto | 334 |

Sistema de medição

| | |
|-------------------------------|------------|
| Peso de teste - valor nominal | 1 g - 1 kg |
| Peso de teste OIML classe | F2 |

Desenho

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Forma de construção peso | Botão |
| Dimensões (L×P×A) | 230×180×112 mm |
| Número de pesos | 13 |
| Estojo do conjunto de pesos | numa caixa de madeira |
| Material | aço inox virado fino (OIML) |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 230×180×112 mm |
| Peso líquido | 4,21 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 4,4 kg |
| Peso bruto aprox. | 4,4 kg |
| Peso de envio | 4,21 kg |

Serviços

| | |
|---|---------|
| Número do artigo para calibração DAkkS | 962-419 |
| Número do artigo para desvio Plus garantido | 921-419 |